

LASER NANO HOT®

RESINA CON NANO TECNOLOGIA POLIMERIZZABILE A CALDO
RESIN FOR HOT POLYMERIZATION



Nano Technology

Applicazioni

- Protesi totali
- Protesi parziali
- Protesi combinate
- Ribasature
- Protesi su impianti

Applications

- Total prostheses
- Partial prostheses
- Combined prostheses
- Relining
- Prosthesis on implants

Resina per polimerizzazioni a caldo, adatta a tutte le tipologie di protesi rimovibili, all on four e all on six, ideale per la tecnica a iniezione che per quella pressata tradizionale.

Resin for hot polymerization, suitable for all types of removable prostheses, all on four and all on six, ideal for the injection technique and for the traditional pressed one.

Codice

Part Number

Cod. **RP0003**

Cod. **RP0013-P2**

Liquido 500 ml - Liquid 500 ml

Polvere Rosa Venato 1000 gr - Pink Veined Powder 1000 gr

LASER NANO PRESS®

RESINA PER PROTESI AUTOPOLIMERIZZABILE PER LA TECNICA DI COLATA
O A INIEZIONE, UNIVERSALE
RESIN FOR SELF-CURING PROSTHESIS FOR THE CASTING TECHNIQUE
OR BY INJECTION, UNIVERSAL



Applicazioni

- Protesi totali
- Protesi parziali
- Protesi combinate
- Ribasature
- Protesi su impianti
- Uso Universale

Applications

- Total prostheses
- Partial prostheses
- Combined prostheses
- Relining
- Prosthesis on implants
- Universal use

Resina adatta sia per le tecniche di colata che ad iniezione per la realizzazione di; Toronto bridge, protesi mobili totali e parziali. Un'alta concentrazione di micro-perle riduce la contrazione, restituendo protesi precise brillanti con un basso rilascio di monomero (inferiore alle resine tradizionali).

Resin suitable for both casting and injection techniques for the realization of; Toronto bridge, total and partial mobile prostheses.

A high concentration of micro-pearls reduces contraction, restoring precise brilliant prostheses with a low release of monomer (lower than traditional resins).

Codice

Part Number

Cod. **RP0001**

Liquido 500 ml - Liquid 500 ml

Cod. **RP0012-P34**

Polvere Rosa Opaco 1000 gr - Opaque Pink Powder 1000 gr colore Candulor®*

Cod. **RP0012-P2**

Polvere Rosa Venato 1000 gr - Pink Veined Powder 1000 gr

Cod. **RP0012-P3**

Polvere Rosa Venato 1000 gr - Pink Veined Powder 1000 gr colore Kulzer®*

* I marchi sono registrati e sono proprietà dei legittimi proprietari e vengono utilizzati solo a scopo esplicativo per meglio chiarire le caratteristiche dei prodotti commercializzati.