



1200 MPa

Zirconia **BLEACH** con la sua resa bianco scintillante ha un'elevata resistenza alla flessione, adatta per tutte le lavorazioni da corone singole a ponti di grandi dimensioni fino a 12 unità.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
1200 MPa	45%	●	●	●	1530°C	Basic

Colore Disco: bianco scintillante

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 25 mm

Indicazioni: è perfetto per strutture completamente anatomiche. Lo consigliamo per un effetto **WHITE HOLLYWOOD**

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: per ottenere colori dentinali chiari, suggeriamo la tecnica a immersione per 15 secondi con **COLORODENT BASIC**

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione