



1200 MPa

ZIRCONIA con **BASE NATURALE** simile all'A1 e un'elevata resistenza alla flessione (1200 MPa) per corone e ponti anatomici per un massimo di 12 unità.

È ideale perché l'effetto bianco non apparirà mai durante il ritocco.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
1200 MPa	45%	●	●	●	1530°C	Gold

Colore Disco: NATURALE, ≈ A1

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 25 mm

Indicazioni: è adatta per ottenere risultati estremamente naturali

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: tecnica a immersione per 20 secondi o Tecnica a Pennello con COLORODENT GOLD e COLORODENT SUPERCOLORI

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione