



1200 MPa

Zirconia ad **ALTA TRASLUCENZA** con elevata resistenza alla flessione adatta per tutte le lavorazioni da corone singole a ponti di grandi dimensioni fino a 12 unità, sia anatomiche che ridotte per rivestimento con ceramica.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
1200 MPa	43%	●	●	●	1530°C	Basic

Colore Disco: bianco

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 25 mm

Indicazioni: è perfetto per strutture completamente anatomiche o ridotte

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: tecnica a immersione per 15 secondi o Tecnica a pennello con COLORODENT BASIC e COLORODENT SUPERCOLORI

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione