



1200 MPa

Preshaded è la zirconia **PRECOLORATA** con elevata traslucenza e resistenza alla flessione, disponibile in sette tonalità monocromatiche, classiche e versatili.

E' adatta sia alla realizzazione di corone che di ponti fino a 12 unità.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
1200 MPa	43%	●	●	●	1430°C 1530°C	Gold

Colori Disponibili: A1 - A2 - A3 - A3.5 - B2* - C2* - D2*

*solo per altezze di 14 e 18 mm

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 mm

Indicazioni: suggeriamo una temperatura di sinterizzazione di 1430°C per un effetto opaco e 1530°C per un effetto traslucido

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: suggeriamo di caratterizzare con COLORODENT GOLD e COLORODENT SUPERCOLORI

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione