



1200 MPa

La combinazione perfetta tra resistenza e traslucenza è stata migliorata ancora una volta dando vita alla seconda evoluzione di multistrato di casa Orodent.

Grazie alla sua versatilità, **THOR** è adatto per casi complessi, infatti il materiale è stato sviluppato anche per la produzione di strutture ad arco completo e restauri con parti gengivali.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
1200 MPa	45%	●	●	●	1530°C	Gold

Colori Disponibili: A0 - A1 - A2 - A3 - A3.5 - A4 - B1 - B2 - B3 - C1 - C2 - C3 - D2 - D3

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 25 mm

Indicazioni: corone singole, ponti ridotti, ponti estesi fino a 12 unità

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: suggeriamo di caratterizzare con COLORODENT SUPERCOLORI (prima della sinterizzazione)

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione