



# 850 MPa

Grazie alla sua traslucenza e opalescenza, **VENUS** ha la capacità di essere attraversata dalla luce senza produrre effetti innaturali, ottenendo un risultato estremamente estetico.

Questa zirconia multistrato è ideale per la realizzazione di corone frontali, ponti ridotti, intarsi e faccette.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
850 MPa	49%	●	●		1530°C	Gold

Colori Disponibili: A1 - A2 - A3 - A3,5

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 14 – 16 – 18 mm

Indicazioni: corone singole, ponti ridotti (fino a 3 unità), intarsi e faccette

Elementi mancanti: max 1

Consigli di Colorazione: suggeriamo di caratterizzare con COLORODENT SUPERCOLORI (prima della sinterizzazione)

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione