



# 1400 MPa

ZIRCONIA BIANCA OPACA con una resistenza alla flessione di 1400 MPa è perfetta per cappette ridotte e ponti fino a 14 unità.

Resistenza alla flessione	Traslucenza	Corone	Ponti	Ponti estesi	Sinterizzazione	Liquidi coloranti
1400 MPa	35%	●	●	●	1450°C	Basic

Colore Disco: bianco (opaco)

Diametro: Ø98 mm

Altezze disponibili: 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 25 mm

Indicazioni: è perfetto per il rivestimento ceramico, perché opacizza il moncone

Elementi mancanti: max 2

Consigli di Colorazione: tecnica a immersione per 15 secondi con COLORODENT BASIC

Aging: a vita grazie alle polveri Tosoh di nuova generazione