



ARTISTIC



VISION 3D ARTISTIC

Système de maquillage sur céramique 

consiste en une variété de composants coordonnés pour la finition et la finalisation des restaurations en céramique. Ce système de finition est parfaitement adapté aux matériaux en zirconium et en disilicate de lithium. Avec un faible encombrement des couronnes et bridges monolithiques, des effets naturels tels que translucidité, chroma, halo, mamelons, fissures de l'émail, opalescence et fluorescence peuvent être obtenus rapidement et efficacement.

Indication:

Utilisé pour la reconstruction des dents, depuis les restaurations d'une seule dent jusqu'aux bridges soutenus par une armature, en disilicate de lithium et en zircone. Sculptur masses peut être appliqué en une couche de 0,1 à 0,4 mm d'épaisseur sur la surface maquiller individuellement. Pour des instructions détaillées, voir manuel technique (<https://wohlwend-ag.com>).

- Application universelle
- Effet de stratification 3D
- Effets incisifs individuels
- Masses fluorescentes
- Augmentation de la chroma
- Éclaircissement de la couleur
- Manipulation simple et économique
- Résultats fiables et reproductibles
- 8 taches gingivales et 4 masses de sculpture gingivale

VISION 3D ARTISTIC

Sistema di colorazione su ceramica 

È costituito da una serie di componenti coordinati per la rifinitura e il completamento dei restauri in ceramica. Questo sistema di finitura si adatta perfettamente ai lavori in zirconio e disilicato di litio. È possibile ottenere in modo rapido ed efficiente effetti naturali come traslucenza, cromia, tinta, mammelloni, crepe dello smalto, opalescenza e fluorescenza.

Indicazione:

Utilizzato per la ricostruzione dentale, dai restauri di elementi singoli ai ponti supportati da strutture in disilicato di litio e biossido di zirconio. I materiali Sculptur possono essere applicati in uno spessore di 0,1-0,4 mm sulla superficie colorata individualmente. Per istruzioni dettagliate, consultare le istruzioni tecniche (<https://wohlwend-ag.com>).

- Applicazione universale
- Stratificazione 3D
- Effetti incisivi individuali
- Masse fluorescenti
- Aumento del cromia
- Schiaritura del colore
- Manipolazione facile ed economica
- Risultati affidabili e riproducibili
- 8 varianti gengivali e 4 masse per ricostruire le gengive





Assortiments / Assortimenti

770 VISION-3D ARTISTIC ASSORTEMENT

Shade: A, B, C, D,	3g
Stain: White, Honey, Olive, Redbrown, Darkbrown, Red, Pink, Violet, Blue, Sky, Grey	3g
Sculptur: Clear, Incisal, Opal, Artic-blue	5g
Mamelon: Ivory	3g
Glaze: Fluor. Glaze	5g
Fluid: Artistic Fluid	25ml

771 VISION-3D ARTISTIC GINGIVA ASSORTEMENT

Stain: Softpink, Pink, Rose, Rubin, Cherry, Purple, Caribbean, Brasil	3g
Sculptur: Magnolia, Pink, Lightred, Darkred	5g
Glaze: Gingiva Glaze	5g
Fluid: Artistic Fluid	25ml

REFILL- SHADE

740 Vision-3D Artistic Shade A	3g
741 Vision-3D Artistic Shade B	3g
742 Vision-3D Artistic Shade C	3g
743 Vision-3D Artistic Shade D	3g

REFILL- STAIN

744 Vision-3D Artistic Stain White	3g
745 Vision-3D Artistic Stain Honey	3g
746 Vision-3D Artistic Stain Olive	3g
747 Vision-3D Artistic Stain Redbrown	3g
748 Vision-3D Artistic Stain Darkbrown	3g
749 Vision-3D Artistic Stain Red	3g
750 Vision-3D Artistic Stain Pink	3g
751 Vision-3D Artistic Stain Violet	3g
752 Vision-3D Artistic Stain Blue	3g
774 Vision-3D Artistic Stain Sky	3g
753 Vision-3D Artistic Stain Gray	3g
754 Vision-3D Artistic Mamelon Ivory	3g
744 Vision-3D Artistic Stain White	3g
745 Vision-3D Artistic Stain Honey	3g
746 Vision-3D Artistic Stain Olive	3g
747 Vision-3D Artistic Stain Redbrown	3g
748 Vision-3D Artistic Stain Darkbrown	3g
749 Vision-3D Artistic Stain Red	3g
750 Vision-3D Artistic Stain Pink	3g
751 Vision-3D Artistic Stain Violet	3g
752 Vision-3D Artistic Stain Blue	3g
774 Vision-3D Artistic Stain Sky	3g
753 Vision-3D Artistic Stain Gray	3g

REFILL- GLAZE

755 Vision-3D Artistic Flour Glaze	5g
782 Vision-3D Artistic Gingiva Glaze	5g

REFILL-SCULPTUR

760 Vision-3D Artistic Sculptur Clear	5g
761 Vision-3D Artistic Sculptur Incisal	5g
762 Vision-3D Artistic Sculptur Opal	5g
763 Vision-3D Artistic Sculptur Artic-Blue	5g

REFILL- STAIN- GINGIVA

775 Vision-3D Artistic Stain Cherry	3g
776 Vision-3D Artistic Stain Softpink	3g
777 Vision-3D Artistic Stain Purple	3g
778 Vision-3D Artistic Stain Caribbean	3g
779 Vision-3D Artistic Stain Brasil	3g
780 Vision-3D Artistic Stain Rubin	3g
781 Vision-3D Artistic Stain Rose	3g
775 Vision-3D Artistic Stain Cherry	3g

REFILL- SCULPTUR- GINGIVA

785 Vision-3D Artistic Sculptur Pink	5g
786 Vision-3D Artistic Sculptur Lightred	5g
787 Vision-3D Artistic Sculptur Darkred	5g
788 Vision-3D Artistic Sculptur Magnolia	5g
785 Vision-3D Artistic Sculptur Pink	5g
786 Vision-3D Artistic Sculptur Lightred	5g

REFILL- FLUID

769 VISION ARTISTIC FLUID	25ml
---------------------------	------



WOHLWEND AG, Dental Manufaktur
 Platta 52 FL-9488 Schellenberg, Fürstentum Liechtenstein
 Phone: +423 373 4243, Fax: +423 373 4244
 info@wohlwend-ag.com, www.wohlwend-ag.com
www.facebook.com/wohlwendagcom