



.G37

Orthobox light, leggero ed economico, design moderno, con fori di ventilazione. Confezione pz 10

Light orthodontic box, economic model, modern design, with ventilation holes, 10 pcs per packaging.

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:



G37
cm 8,1x7,5 h3,8
h interna 3,4 cm



IL PIÙ ECONOMICO
THE CHEAPEST

.G78

Orthobox <<special box>> con fori di ventilazione, pz 10
Orthobox <<special box>> with ventilation holes, pcs 10

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:



G79
cm 8x7 h4



.G79

Orthobox <<anatomico>> con fori di ventilazione, pz 10
<<anatomical>> orthobox with ventilation holes, pcs 10

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:



G78
cm 8,5x6,5 h4



PP/M BATTERIO-STATICO
BACTERIO-STATIC

Plastica con trattamento batteriostatico. Impedisce la crescita di micro organismi e previene i cattivi odori.

Plastics with bacteriostatic treatment. Prevents the growth of micro organisms and creation of bad smell.

.G64

Orthobox in plastica antiurto per apparecchi ortodontici mobili, con fori di ventilazione, colori assortiti, confezione 10 pz (il sacchetto è formato da 2 pz per colore bianchi, blu, verdi, rossi, gialli)

Orthobox in sturdy plastic for removable orthodontic braces, with ventilation holes, assorted colours, 10 pcs per packaging (2 pcs each of white, blue, green, yellow and red)

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:



G64
cm 5,5x7,5 h4






.G3

Contenitore per ortodonzia con fori di ventilazione, possibilità di cordino, vari colori, confezione pz 10. Disponibile anche in sacchetto di colori assortiti.

Orthodontic box with ventilation, holes for cord, various colors, also available in assorted packaging. Package 10 pcs.

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:



SCATOLA STANDARD 250 PZ (25 SACCHETTI)
STANDARD CARTON 250 PCS (25 BAGS)



pcs: 16 h 220



pcs: 12 h 165




G3
cm 8,3x8,4 h4,4
h interna 4 cm

.G3 GLITTER

Orthobox con colori glitterati, per dare un effetto metallizzato o marmorizzato e rendere il prodotto moderno e attraente. Sacchetto 10 pz.

Prosthetic and orthodontic boxes in glittery colours, making a metalized and marmorized effect, giving the product a more modern and attractive look. Bag 10 pcs

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:



G3 GLITTER
cm 8x7 h4

.G3 DELUXE

Scatola con 20 orthobox in colori glitterati, forniti con cordino. In scatola per un facile stoccaggio e piacevole presentazione al paziente.

Package with 20 orthodontic boxes in glittery colours, with cord, in carton for easy stockage and presentation.



G3 DELUXE
cm 8x7 h4



L'originale, per forma e dimensioni. Ideato nel 1990, in collaborazione con due dentiste genovesi. Da allora in tanti hanno provato a copiarci. Risultato? Copiano la forma ma non la qualità. Realizzati con Polipropilene specifico, il materiale più sicuro per la salute perché ipoallergenico e atossico, risultano indistruttibili perché stendiamo a caldo la cerniera di ogni contenitore per una resistenza perfetta.

The original, concerning shape and dimensions. Created in 1990, in collaboration with two Genoese dentists. Since then many people have tried to copy us. Result? They copy the shape but not the quality. They are made of specific Polypropylene, the safest material for one's health because it's hypoallergenic and non toxic. They are indestructible because we heat the hinge of each container while putting it in place, for perfect resistance.

.G20

Cordino colorato per orthobox, confezione 10 pz, colori assortiti
Coloured cord for orthobox, 10 pcs, assorted colors

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:






PORTA PROTESI PROSTHESIS BOXES

.G1

Contenitore per protesi con filtro interno, autoclavabile, in sacchetto singolo.

Prosthesis box with internal filter, white colour, autoclavable, packed individually in plastic bag.

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:



SCATOLA STANDARD 120 PZ
STANDARD CARTON 120 PCS



pcs: 16 h 220

pcs: 12 h 165

.G1_MISTO

Confezione 6 porta protesi colori assortiti in scatola di cartone.

Package with 6 assorted colours prostheses boxes.

.G4

Contenitore per protesi con filtro interno deluxe, colore bianco, in polipropilene autoclavabile. Confezionato in cartone singolo.

Prosthesis box with internal filter, white colour, autoclavable, packed individually in paper box.

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:



.G68

Orthobox sagomato con divisorio interno in gomma.

Confezione 10 pz

Orthobox with internal rubber separation. Package 10 pcs.

GAMMA COLORI:
AVAILABLE COLORS:



G1
cm ø9 h8,2



G68
cm 9x9 h5