



AccuFab D1 S

Più efficiente, più accurata

Dimensione	396x406x755 mm
Peso	30 kg
Area di stampa	144x81x160 mm
Velocità di stampa	50 mm/h*
Accuratezza	+ 35 µm
Spessore degli strati	25 µm, 50 µm, 100 µm
Risoluzione nativa DLP	1920 x 1080, 1080p
Profilazione materiali	Aperta
Connettività	USB / Ethernet/Wi-Fi



- Alta velocità di stampa
- Precisione e dettagli estremamente elevati
- Procedure di stampa automatizzate
- Lunga durata e prezzo competitivo

La nuova **AccuFab-D1S** ha un flusso di lavoro più intuitivo e velocità di stampa più elevate e maggiore precisione.

A disposizione degli utenti già profilati diversi materiali di differenti brand per soddisfare diverse esigenze quali **restauri, implantologia e ortodonzia**.

Questa è la soluzione di stampa ideale per tutti i clienti dentali che richiedono alla stampante 3D massima affidabilità ed estrema precisione in ogni tipo di applicazione.



AccuFab L4D

AccuFab L4K

AccuFab L4D/L4K

Scegli il tuo colore!

Dimensione	360 x 360 x 530 mm
Peso	19 kg
Area di stampa	192 x 120 x 180 mm
Velocità di stampa	10-50 mm/h *
Accuratezza	±50 µm
Spessore degli strati	25 µm, 50 µm, 0.75 µm, 100 µm
Risoluzione nativa DLP	>3 mw/cm ²
Profilazione materiali	Aperta
Connettività	USB / Ethernet / Wi-Fi



- Tecnologia LCD
- Grande formato
- Funzionamento intuitivo
- Incredibile rapporto prezzo/prestazioni

AccuFab-L4D è l'ultima nata tra le soluzioni digitali della famiglia SHINING 3D.

Si tratta di una stampante 3D LCD dentale di grande formato sviluppata da SHINING 3D in collaborazione con i laboratori e i dentisti per rendere la soluzione di stampa 3D più accessibile a tutti. Offre agli utenti un'esperienza di stampa eccezionalmente unica grazie alla grande grande quantità di materiali disponibili, grandi dimensioni di stampa e facilità di utilizzo.



FabWash 3D Printing Washing Machine

Stampanti 3D compatibili	AccuFab D1s, AccuFab-L4D/L4K
Dimensione	34x30,3x45 cm
Peso	15Kg
Capacità della vasca	9.5 lt
Dimensione max. singolo pezzo	199x124x180 mm
Condizioni ambientali consigliate	10-30°C / 30%-70% RH
Metodo di agitazione	Girante magnetica
Accessori in dotazione	Vasca di lavaggio / Cesto in rete metallica / Raschietto / Spazzola/ adattatore / Guida rapida
Dispositivi di sicurezza	Sensori di avvio/arresto automatico; sensore presenza piatto di stampa; Sensore presenza vasca solvente; Pressostato di sicurezza; Interruttore di emergenza
Connettività	Wi-Fi



FabCure 2 3D Printing UV Curing Box

Dimensione	290mm×290mm×367.5mm
Peso	10.5Kg
Volume di polimerizzazione	210mm H180mm
Temperatura di esercizio	10-30°C
Max. Temperatura di indurimento	60°C
Sorgente luminosa	UV LED
Lunghezza d'onda	385nm ~ 405nm
Alimentazione a LED	70W
Alimentazione	AC 100-240V / 150W
Connettività	Wi-Fi

Resine per stampa 3D

Resine Shining, Bego, Saremco Print, Keyprint, Pro3Dure

FeniQX vende e distribuisce le migliori resine per stampa 3D che il mercato sta sviluppando specificamente per gli operatori del settore dentale. Le nostre resine sono adatte a una miriade di applicazioni dentali, sono ideali per modelli dentali e calcinabili, forniamo inoltre resine di altissima qualità biocompatibili. Le resine per modelli dentali sono da utilizzare per tutti i modelli studio, modelli ortodontici e per realizzare modelli da scansioni intraorali o per ogni altro uso in cui serve realizzare un modello precedentemente preparato al CAD.

